




SARS-CoV-2 TEST ANTIGENICO

KIT RAPIDO DI
RIVELAZIONE COVID-19 Ag

DETTAGLI DEL KIT


- Per pazienti con sospetta infezione COVID-19
- Risposta rapida per i pazienti: risultati del test pronti in 15-20 minuti
- Affidabile, elevata performance*
 - Sensibilità: 93.75%
 - Specificità: 100%
- Disponibilità in molteplici contesti di cura
- Soluzione accessibile per test su larga scala



RIDOTTO RISCHIO BIOLOGICO

Riduce il rischio di contaminazione dell'area di lavoro e dell'esposizione del personale sanitario.


Provetta di estrazione maneggevole e flessibile, non richiede utilizzo di strumentazione aggiuntiva per l'esecuzione del test



Provetta di estrazione completamente isolata e pronta per lo smaltimento

PROCEDURA DEL TEST

Consultare il foglietto illustrativo per la procedura completa.



PERFORMANCE*

- **SENSIBILITA':** 93.75%
- **SPECIFICITA':** 100%
- **POPOLAZIONE DELLO STUDIO CLINICO:** 288 persone, di cui 48 PCR-positive e 240 PCR-negative

SPECIFICHE

- **TEMPO DI ESECUZIONE:** 15-20 MINUTI
- **CONSERVAZIONE:** 2°C-30°C
- **MARCATURA**
- **TIPO DI CAMPIONE:** Tampone rinofaringeo e/o orofaringeo

USO PREVISTO: Il test diagnostico rapido *in vitro* è ottimizzato per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 (Ag) in campioni da tampone oro e rinofaringeo umani, provenienti da individui che soddisfano i criteri clinici e/o epidemiologici di COVID-19. Il dispositivo è per solo uso professionale ed è destinato ad essere utilizzato come ausilio nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente di laboratorio e non di laboratorio che soddisfi i requisiti specificati nelle Istruzioni per l'uso e dalla normativa locale.

Il test fornisce risultati preliminari. I risultati negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non possono essere utilizzati come unica base per il trattamento o per altre decisioni di gestione del paziente. I risultati negativi devono essere combinati con le osservazioni cliniche, l'anamnesi del paziente e le informazioni epidemiologiche. Il test non è destinato ad essere utilizzato come test di screening di SARS-CoV-2 per i donatori.

INFORMAZIONI PER ORDINI

- **KIT DIAGNOSTICO (ORO COLLOIDALE) PER L'ANTIGENE DEL SARS-CoV-2**
 - **NUMERO CATALOGO:** 51232012
- **CONTENUTO:** 20 test/kit
 - Soluzione di estrazione (tampone fosfato 0.01M, pH 7.4)
 - Provette di estrazione
 - Foglietto illustrativo

CONTATTACI

TEAM INNOVATION LTD Sito: www.teaminnovation-mt.com - E-mail: info@teaminnovation-mt.com